

Pèse-personne GALILEO

Mode d'emploi

(Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser ce produit pour la première fois)



Pèse-personne et Analyseur corporel

1.1 Présentation

Ce pèse-personne intègre la technologie de la BIA (Analyse de la bio-impédance) qui consiste à faire passer une minuscule impulsion électrique à travers le corps pour différencier la graisse du tissu maigre.

L'utilisateur ne ressent pas l'impulsion électrique, qui est par ailleurs complètement anodine. Le contact avec le corps se fait par les patins en inox situés sur la plateforme du pèse-personne.

Cette méthode permet de calculer simultanément votre poids personnel, votre masse grasseuse, votre masse hydrique totale, votre masse osseuse et votre masse musculaire, ce qui vous donne un résultat plus précis sur votre santé et votre niveau de forme général. Ce pèse-personne est capable de mémoriser les données personnelles de huit utilisateurs différents.

Bien que cet appareil soit un analyseur, il peut aussi être utilisé comme pèse-personne ordinaire.

2.1 Contrôle à la réception de l'appareil

Nous vous prions de contrôler l'emballage dès son arrivée et de vérifier lors du déballage que l'appareil ne présente pas de dommages éventuels visibles.

2.2 Présentation

Votre balance est livrée prête à l'emploi, avec sa notice simplifiée en version anglaise, allemande et française.

3. Alimentation

L'alimentation se fait par deux piles de type CR2032.

Nous vous offrons deux piles déjà en place (voir au dos de la balance), retirer le scellé plastique présent devant l'une des piles afin d'alimenter votre balance.

4. Précaution d'utilisation

Nettoyez les parties en plastique du pèse-personne avec un chiffon humide.

- *Ne pas utiliser de produits abrasifs. Ne pas l'immerger.*
- *Il est recommandé de vous mesurer à la même heure du jour, de préférence en début de soirée avant un repas, pour obtenir les résultats les plus constants.*
- *Pour obtenir les meilleurs résultats ne pas utiliser le pèse-personne sur des surfaces inégales ou des tapis épais.*
- *Ne laissez pas tomber le pèse-personne ou ne sautez pas dessus.*
- *Pesez-vous toujours sur le même pèse-personne et sur la même surface.*
- *Ne pas comparer votre poids de deux pèse-personne différents – ils varient due aux tolérances différentes des fabricants.*
- *Si vous pesez deux fois et que le poids affiché varie votre poids exact est intermédiaire entre les deux affichés.*

5. Première mise en service

a) Retournez votre pèse-personne, vous voyez les 4 pieds, une plaque de piles et un bouton UNIT. Vérifier que le scellé plastique au niveau des piles a été retiré. Ouvrez la plaque des piles afin de vérifier si cette protection est bien retirée.

b) IMPORTANT : Appuyez sur le bouton UNIT, afin de passer votre pèse-personne en unité de pesage kg (kilogramme) : Mode proposé KG (Kilogramme) et LB (Pound).

c) Placez votre balance sur une surface solide et plane

d) L'afficheur de votre balance est à présent allumé ou éteint.

Appuyez sur le bouton de mise en fonction pour actionner la procédure de configuration : 'SET'.

e) le numéro d'utilisateur 'P1' clignote (situé à gauche de l'écran) en appuyant sur les boutons fléchés haut ou bas, vous pouvez modifier votre choix de P1 à P8 (8 utilisateurs).

Appuyez sur 'SET' pour confirmer votre choix et passer au deuxième paramètre.

Nota : Vous avez 5 secondes pour effectuer un choix, en appuyant sur les boutons fléchés haut ou bas, après ce délai, l'afficheur quitte la programmation et reviens sur le '0.0' (fonction pèse-personne simple).

Appuyez sur le 'SET' pour revenir dans la programmation, Appuyez sur le 'SET' pour accéder au deuxième paramètre.

c) Le symbole homme se met alors à clignoter. Veuillez sélectionner parmi les symboles : homme, femme, homme athlète ou femme athlète (Athlète signifiant que vous faites régulièrement du sport).

Appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas, jusqu'à ce que le symbole de sexe correct clignote (avec ou sans le mode Athlète au choix).

Appuyez sur 'SET' pour confirmer votre choix et passer au deuxième paramètre.

d) L'affichage taille clignotera. Appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas suivant la nécessité pour programmer votre taille, appuyez ensuite sur le bouton 'SET' pour confirmer votre choix et passer au paramètre suivant.

e) L'affichage âge clignotera. Appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas suivant la nécessité pour programmer votre âge.

f) Attendre quelques instants, L'écran indiquera '0.0', avant de s'éteindre. La mémoire est alors programmée.

g) Répétez la procédure pour un deuxième utilisateur ou pour modifier les données de l'utilisateur.

Nota: Pour actualiser ou superposer des données mises en mémoire, suivez la même procédure en effectuant les changements requis.

6. Principe de fonctionnement (version manuelle)

Mettre en place le pèse-personne sur une surface plate et plane. Les 4 pieds doivent toucher le sol (ne placez pas le pèse-personne sur un tapis ou moquette).

1) Appuyez sur le bouton SET.

2) Sélectionnez votre numéro d'utilisateur en appuyant sur les boutons fléchés haut ou bas.

3) ATTENDEZ un instant que l'écran affiche '0.0'.

4) Lorsque '0.0' s'affiche, montez sur la plateforme PIEDS NUS et restez immobile. Assurez-vous que vos pieds sont bien en contact avec les 4 patins métalliques de la plateforme.

5) Au bout de 2 ou 3 secondes, votre poids s'affiche, restez immobile quelques instant en évitant de bouger tout votre corps. Un icône 'o' défile quelque instant, puis l'écran affiche votre taux de masse grasseuse (FAT), votre masse hydrique totale (TBW), votre taux de masse musculaire (MUS) et votre masse osseuse (BONE).

Remarque:

Lorsque le résultat de masse grasseuse s'affiche, vous pouvez quitter le pèse-personne. L'indication des différentes masses sera affichés 3 fois de suite.

7. Identification automatique

Après avoir programmé votre balance, vous pouvez l'utiliser sans vous identifier. Monter sur votre pèse-personne, il se mettra en marche et mesurera votre poids. Une fois le poids stabilisé, la balance identifie l'utilisateur de façon automatique puis affiche les différentes masses.

Dans le cas où la balance ne trouve pas votre identité (par exemple si 2 utilisateurs programmés ont un poids similaire), la balance affichera un numéro d'utilisateur que vous pourrez modifier le cas échéant à l'aide des boutons fléchés haut ou bas.

Les données des différentes masses s'afficheront.

8. Description

Affichage LCD à 5 chiffres

Rétro-éclairage bleu, pour une meilleure lecture de la pesée

Fonction auto-off au bout de 10s d'inactivité

Unités de pesage : kilogramme (kg) et Pound (lb).

Fonctionne avec 2 piles CR2032

[\(>>>> Voir dans notre boutique pour l'achat de cette option.\)](#)

Dimensions plateau: 350 x 350 mm

9. Fonction – UNIT

UNIT : situé sous la balance, ce bouton permet de passer du mode kilogramme ou Pound, important, dans le mode kilogramme, la taille sera affiché avec le symbole centimètre 'cm', dans le mode Pound, la taille sera affiché avec le symbole pied anglais 'ft'.

10. GUIDE DE RESOLUTION DES PROBLEMES COURANTS

- Le calcul de la masse lipidique et de la masse hydrique totale doit s'effectuer pieds nus.
- L'état cutané de la plante des pieds peut avoir un effet sur les résultats. Pour maximiser la précision et la justesse de vos résultats, essuyez vos pieds à l'aide d'une serviette humide et faites en sorte qu'ils soient encore légèrement humides au moment de monter sur le pèse-personne.
- Au moment de lire les résultats de masse graisseuse, assurez-vous que vos pieds sont bien en contact avec les 4 patins métalliques de la plateforme.
- Toute balance utilisée correctement reste extrêmement fiable pendant de longues années. Pour tout emploi inapproprié, la balance ne fonctionne qu'aussi longtemps que les capteurs n'ont pas été endommagés. Pour toute information complémentaire pour la réparation des défauts, veuillez contacter mancelboutique@orange.fr

Garantie 2 ans

SARL MANCELBOUTIQUE
RC014C
30190 MOUSSAC FRANCE

Réglementation

Produit CE
